

# CapsuleCaddy™ (カプセルキャディ)

## DBcapsカプセル5,000個・10,000個単位/ PP容器包装

大きなソリューションを小さなパッケージでご提案

- 二重盲検試験用カプセルDBcapsが5,000個もしくは10,000個入り

>>> 治験薬カプセル作成やカプセル製剤研究に最適なパッケージです。

- 密閉性の高いポリプロピレン容器によるご提供


>>> 繰り返しご利用いただけるよう仕様の細部に工夫をこらし、容器には製品の識別用ラベルが貼付されます。

研究開発用機器のユーザーをはじめ、研究者の少量カプセルのニーズにパーフェクトにお応えし、皆様のお手伝いをいたします。

### CapsuleCaddy



DBcapsカプセル



	White Opaque	Swedish Orange Opaque	Gray Opaque	Caramel Opaque	Standard Yellow Opaque
DBcaps Sizes					
AAA*					
AAE*					
AA*					
A					
B					
C					
D					
E					

\*: カプセルサイズが大きいため、10,000個入りカプセルキャディは、5,000個入りが2つになります。



capsulecaddy™

CAPSUGEL®

# CAPSUGEL®

カプスゲルのカプセル製品、充填システムおよびサービスについて、  
さらに詳しい情報は当社の営業担当者までお問い合わせください。

## カプスゲル・ジャパン株式会社

〒252-0253 神奈川県相模原市中央区南橋本4-3-36 TEL. 042-700-6700 FAX.042-700-6719

[www.capsugel-jp.com](http://www.capsugel-jp.com)

カプスゲル

検索

●当パンフレットの全部もしくは一部を複製して利用しようとする場合には、必ず当社に連絡の上、その許諾を得てください。無断の複製は固くお断りします。(© 2010 Capsugel)